



シンプルかつ直感的で使いやすい 簡易映像ビューワーの決定版！

GT Finderは“閲覧”、“再生”、“印刷”に特化した簡易医用ビューワーソフトウェアです。シンプルな操作性で、記録された静止画・動画を簡単に検索・閲覧することができます。大規模なファイリングシステムではなく、PC上で簡単に画像を閲覧・印刷したいというニーズにお応えします。

こんなことができます

欲しい情報を
探しやすい



画像一覧表示

過去のデータとの
対比に



検査比較

必要な情報の
必要な部分だけ



レイアウト印刷

学会発表などの
資料作成に



簡易動画編集

マスキング機能で
再生動画の任意の部分を
目隠しできます

画像取り込み機能

静止画・動画を検査情報と合わせて記録装置/メディアから取り込み、リスト化します。



※自動取り込み対応機種および取り込み可能メディアについては、弊社までお問い合わせください。

プレビュー機能

検査内の全画像をプレビューウィンドウでサムネイル表示します。



任意の分割数
(最大16×16)
に設定可能


検査比較機能



最大4つまでの
過去検査を並べ
て比較するこ
とができます。

リスト表示機能

検査一覧をリスト表示します。
さまざまな条件での絞り込み検索や、表示内容の並べ替えも可能です。



動画再生/編集機能




取り込んだ動画の再生や、簡易編集が可能です。
静止画や動画の切り出しなどが、マウス操作で簡単に行えます。



マスキング機能

動画内の情報を、マスキング機能で部分的に隠すことができます。



インターネットブラウザ表示形式での書き出し機能

記録した検査をインターネットブラウザ表示用フォーマットで書き出し可能です。
書き出したデータは、インターネットブラウザで閲覧することができます。

レイアウト印刷機能

タイトルや各種情報・画像の配置など、必要な情報を必要な部分だけ
レイアウトして印刷することができます。

動作環境

OS	Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
CPU	Intel Core2 2GHz 以上 (Intel Core i5 3GHz 以上推奨)
メモリー	1GB以上 (2GB以上推奨)
ディスプレイ	1024 × 768 (XGA) (24ビットカラー以上)

MVシリーズからの
データ置き換えに

標準付属ソフトウェア
Media Converter

GT FINDER
評価版ダウンロード
<http://teacmv.jp/>

シンプルで使いやすい、そんな操作性を
実感していただくための評価版をご用意
しました。ぜひお試しください。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどの場合は、著作権上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

注意
* 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
* 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
* Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 および Windows 8 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
* その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です

ティアック株式会社

<http://teacmv.jp/>

MV営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47
TEL 042-356-9160 FAX 042-356-9185